

Dyna-Form® Static Air HZ

Dyna-Form® Static Air HZ – Una nueva generación de superficie de apoyo estática, desarrollada en colaboración con el Welsh Wound Innovation Centre.

Dyna-Form Static Air HZ es un sistema de sustitución de colchones que combina las ventajas de la eficaz tecnología de desplazamiento de aire con lo mejor de las espumas modernas para ofrecer un nuevo estándar de prevención y tratamiento innovadores de las úlceras por presión. Una nueva y exclusiva zona de talón inteligente “sólo aire” y un núcleo en U especialmente diseñado descargan eficazmente la presión en la zona del talón, especialmente vulnerable.

Dyna-Form Static Air HZ se ha diseñado específicamente para pacientes considerados de “**muy alto riesgo**” de desarrollar úlceras por presión.

Gracias a los altos niveles de confort que ofrece y a que no requiere bomba eléctrica, el sistema es ideal para entornos comunitarios y de cuidados paliativos, mientras que las ventajas clínicas y la facilidad de uso lo hacen igualmente adecuado para el entorno de las salas de agudos. Incorpora celdas de aire y espuma y de aire solo en la exclusiva zona del talón de baja presión, un sistema de válvula patentado que permite que la tecnología del sistema de flujo de aire reactivo (RAS™) se ajuste al peso corporal y al movimiento del paciente.

Dyna-Form Static Air HZ mapea la presión un 20% mejor que un colchón de espuma de alta especificación y tiene una mayor capacidad de peso máximo de hasta 40 stone / 254kg. Todos los componentes son intercambiables y reemplazables, lo que maximiza la vida útil del producto, reduce el uso de colchones dinámicos y ofrece una solución muy rentable para el tratamiento de la presión. La funda exterior de tejido elástico multidireccional permeable al vapor Dartex™ incorpora costuras soldadas de alta frecuencia y cremalleras de solapa profunda que cumplen las políticas más estrictas de control de infecciones.

Especificaciones técnicas

Códigos de productos	MAT05007540
	MAT05007544
	MAT05007567
	MAT05007538
	MAT05004571
	MAT05004584
Dimensiones del producto	190 (L) x 80 (An.) x 15cm (A)
	190 (L) x 85 (An.) x 15cm (A)
	190 (L) x 90 (An.) x 15cm (A)
	200 (L) x 80 (An.) x 15cm (A)
	200 (L) x 85 (An.) x 15cm (A)
	200 (L) x 90 (An.) x 15cm (A)
Usuario máximo peso	254kg
Peso del producto	10kg
Densidad de la espuma y dureza nominal	Inserto de espuma - 38-40kg/m ³
	Dureza nominal - 120N
	Espuma CME azul - 38-40kg/m ³
	Dureza nominal - 200N
Pruebas de incendio	BS7177:2008 (Crib 5)
Garantía	5 años

